




Philips DreamWear
Nenä-suomaskin
magneettiliittimet

Nenä-suomaskin varaosat
1 pakkaus magneettiliittimiä



HH1132

Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

Magneettiliittimet

- Pääemmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Helppokäyttöinen

- Magneettiliittimet pääemmin kiinnittämiseen

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

- Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Tuotteen tiedot

- Takuu: 90 päivää

Kohokohdat

Helppokäyttöinen



Magneettiliittimet tekevät pääremmin kiinnittämisestä kevyemmän helppoa ja nopeaa.

Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkelaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkelaitteista, erityisesti istutuksista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutuksista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.



Julkaisupäivä 2018-05-24

Versio: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33454
UPC: 6 06959 41466 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeemustutkimus, n = 85.
Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20,
Respironics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat
10 päivän käyttökokeemukseen.