

Philips Wisp
Hodestropp

Redusert størrelse

HH1026



Hodestropp som tilpasses med et klikk

Elastisk hodestropp med integrert rørholder. Tilpasses automatisk og gir en naturlig passform.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputene inneholder magneter

Utforming

- Personlig, komfortabel tilpasning

PHILIPS

Spesifikasjoner

Advarsel: magnetisk interferens

- Vær varsom med pacemakere: Les brukerhåndbøkene før bruk.

Service

- Garanti: 90 dager

Utforming

- Komfort: Selvjusterende

Beskrivelser

- Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon-termoplast
- Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

Høydepunkter

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelt medisinske enheter kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske spennene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske enheter, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les i-Pack-brukerhåndboken for mer informasjon.

Lett å tilpasse



Selvjusterende toppstropp med rørholderløkke



Utgivelsesdato
2018-04-12

Versjon: 3.1.1

12 NC: 0000 011 09307
UPC: 6 06959 40738 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com