



Philips DreamWear
Conduit

Pièce de rechange
Conduit taille moyenne



HH1117

Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

Conception innovante

- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête
- Conduit souple et doux

Facile à utiliser

- Conçu pour vous

PHILIPS

Conduit
Pièce de rechange Conduit taille moyenne

Caractéristiques

Conception innovante

- Confort et performance: Sangles en tissu doux

Informations sur le produit

- Matériaux: Polycarbonate, Silicone
- Garantie: 90 jours

Nettoyage : conduit

- Laver à la main avec un détergent doux: Rincer abondamment, sécher à l'air libre¹


Remplacement

- Vérifier chaque jour l'absence d'usure: Remplacer au premier signe d'usure

HH1117/00


Points forts

Conduit simple



Facile à utiliser, le conduit est disponible en trois tailles, vous permettant de choisir le plus adapté à votre visage. Les tailles de conduit s'adaptent à toutes les tailles de coussin.

Conduit à la conception innovante



Le conduit souple et doux assure le confort pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils en oublieraient la présence du masque.

Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit.



Date de publication
2018-04-03

Version: 11.0.1

12 NC: 0000 011 16746
UPC: 6 06959 40205 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.

* Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2017

* Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.