

Philips TrueBlue

P-koko

HH1016



## Sininen Premium-geeliosa on ohut ja kevyt

TrueBlue-nenätyynyä ja -tiivistettä on viittä mukavaa kokoa.

### Muotoilu

- Sininen Premium-geeli

**PHILIPS**

Nenätyyny ja tiiviste  
P-koko

# Tekniset tiedot

## Muotoilu

- Itsesäätävä: Auto-Seal-tekniikka

## Huolto

- Takuu: 90 päivää

## Tekniset tiedot

- Pehmusteen materiaali: Polyuretaanigeeli ja polyesterikalvo
- Tiivisteiden materiaali: Silikoni

HH1016/00

# Kohokohdat

## Mukavuus



Sininen Premium-geeli ja ohut, muotoutuva silikoninen ulkokalvo tiivistävät maskin tehokkaasti ja muodostavat itsetiivistyvän järjestelmän.



Julkaisupäivä 2017-12-08

Versio: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71861

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)