



Philips DreamWear
Harnais pour masque naso-
buccal

Accessoires pour masque naso-
buccal
Harnais standard

Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Confort et facilité d'utilisation

- Harnais en tissu doux avec clips magnétiques



HH1131

PHILIPS

Caractéristiques

Avertissement : interférences magnétiques

- Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce masque

Informations sur le produit

- Matériaux: Nylon, Mousse de polyuréthane,

- Spandex
- Garantie: 90 jours

Remplacement

- Vérifier chaque jour l'absence d'usure: Remplacer au premier signe d'usure

Points forts

Doux et confortable



Le harnais en tissu doux est confortable à porter pendant la nuit et facile à ajuster grâce à des clips magnétiques qui assurent une adaptation parfaite.

Clips magnétiques

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.



Date de publication
2018-04-08

Version: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33450
UPC: 6 06959 41465 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Philips Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.