



Philips Wisp  
Huvudband

Large



HH1006

## Enkel klickjustering av huvudbandet

Elastiskt huvudband med integrerad slanghållare. Självjustering ger en naturligare passform.

### Design

- Personanpassad och bekväm passform

**PHILIPS**

Huvudband  
Large

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dagar

### Design

- Komfort: Självjusterande

### Specifikationer

- Huvudbandsmaterial: Termoplastisk UBL/uretanskum/nylon/lycra/nylon
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

HH1006/00

## Funktioner

### Enkel att justera



Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla



Publiceringsdatum  
2018-04-11

Version: 2.1.1

12 NC: 0000 010 94078

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)