

Philips Wisp
Quick Release-slange

Stof med girafprint

HH1043



Hurtig frigørelse

Gør det muligt for barnet at være midlertidigt afbrudt fra maskinen, f.eks. i forbindelse med toiletbesøg om natten. Det venlige girafprint på det bløde betræk skal hjælpe barnet til at føle sig mere tryk iført sin maske

Nem at anvende

- Komfort og ydelse

PHILIPS

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Let at tilpasse: Selvjusterende

Innovativt design

- Komfort og ydelse: Hurtig frakobling

Specifikationer

- Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre
- Slangeovertræk: Nylon/spandex

Vigtigste nyheder

Innovativt design



Hurtig frakobling



Udgivelsesdato
2018-06-14

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 011 04977
UPC: 6 06959 40236 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com