

Philips
PAP litiumionbatteri

sett

m/enhetskabel og adaptere
veske

HH1433



Utviklet for å gi færre bekymringer

Avbruddsfri strømforsyning

Utviklet for å gi avbruddsfri strømforsyning til DreamStation- og System One-søvnbehandlingsenhetene.

Utviklet for å gi trygghet og færre bekymringer

- Integrert avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Passer for reiser

- Lettvint og lett å bære. Bare 1,02 kg.
- Kompakt og lett

Oppretthold behandlingen også på reise

- Lang batterilevetid

PHILIPS

PAP litiumionbatteri
sett m/enhetskabel og adaptere, veske

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 90 dager

Mål

- Bredde: 3,17 cm
- Høyde: 13,33 cm
- Dybde: 22,86 cm

Drift

- Leverer strøm: Kompatibel med DreamStation
- Kompatibel med: System One 50- og 60-serien

Mål og vekt

- Vekt: 1,02 kg

HH1433/00

Høydepunkter

Passer for reiser



Er enkel å bære med seg, velegnet for camping og reise. Batteripakken bruker strømforsyningen fra Philips-søvnbehandlingsenheten slik at det blir færre ledninger å holde styr på på reisen. Den møter FAA-kravene for reiser med fly.

Ro i sjelen



UPS bidrar til å redusere behandlingsavbrudd. Ved å holde batterisetet kontinuerlig tilkoblet Philips Respironics-søvnbehandlingsenheten forblir det oppladet og klart til reise eller klart som UPS-beskyttelse.

Kompakt og lett



Passer perfekt i bærevesken.

Administrer behandlingen også når du er på reise

Batteripakken gir PAP-enhetene mer enn 14 timers batteritid. Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H₂O, ingen oppvarmet befuktning eller oppvarmede rør.



Utgivelsesdato
2018-02-21

Versjon: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942
UPC: 6 06959 03328 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com