

Philips DreamWear  
Kulmakappale

Kääntyvä

HH1122



## Pikaliittimellä varustettu kulmakappale, päälakimalli

Pikaliittimellä varustetun kulmakappaleen ansiosta potilas voi irrottaa maskin CPAP-letkusta maskia riisumatta. Potilaan vaihtaessa nukkuma-asentoa yön aikana maski pääsee liikkumaan vapaasti kääntyvän liitännän avulla.

### Helppokäyttöinen

- Sopii maskirungossa olevaan pyöreään aukkoon

**PHILIPS**

Kulmakappale  
Kääntyvä

# Tekniset tiedot

## Huolto

- Takuu: 90 päivää

HH1122/00

# Kohokohdat

## Mukava ja toimiva



Kun kulmakappale on paikoillaan, letku kulkee käyttäjän pään yli, mikä vähentää maskiin kohdistuvaa vetoa. Kiinteä uloshengitysportti.



Julkaisupäivä 2018-04-03

Versio: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16748  
UPC: 6 06959 40256 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)