



Philips Wisp
Arnés

Grande



HH1006

Arnés de acoplamiento sencillo para facilitar el ajuste

Tira elástica con soporte integrado para el tubo que se ajusta automáticamente para mayor comodidad. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Ajuste cómodo y personalizado

PHILIPS

Arnés
Grande

Especificaciones

Servicio

- Garantía: 90 días

Diseño

- Comfort: Autoajustable

Especificaciones

- Material del arnés: UBL/espuma de uretano/nilon/lycra/nilon termoplástico
- Limpieza: arnés, tubo: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar para secar

HH1006/00

Destacados

Fácil de ajustar



Correa superior autoajustable con conexión para soporte del tubo



Fecha de emisión
2018-04-11

Versión: 2.1.1

12 NC: 0000 010 94078

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com