

Philips DreamStation  
Strømforsyning

**80 W**

(uden vekselstrømsledning)  
Kompatibel med System One

**HH1406**



## Forsyn din enhed med strøm

En del af Dream-familien

Ekstra 80 Watt strømforsyning til DreamStation. En kompatibel vekselstrømsledning skal tilføjes for at tilslutte strømforsyningen til en stikkontakt.

### **Ekstern strømforsyning**

- Brug sammen med vekselstrømsledningen (HH1420/00)

**PHILIPS**

Strømforsyning  
80 W (uden vekselstrømsledning), Kompatibel med System One

## Specifikationer

### Strøm

- Strømforsyning: Kompatibel med DreamStation-og System One-enheder

### Service

- Garanti: 90 dage

HH1406/00

## Vigtigste nyheder

### Ekstra 80 W strømforsyning



80 W strømforsyning afgiver nok strøm til at betjene maskinen med den valgfrie DreamStation befugter, og den valgfrie opvarmede slange. Inkluderer ikke vekselstrømsledningen.



Udgivelsesdato  
2018-02-23

Version: 3.0.2

12 NC: 0000 011 18499  
UPC: 6 06959 40759 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Køb af dette medicinske udstyr medfører ikke ret til obligatorisk refusion fra sygesikringen