



Philips DreamWear
Clips magnétiques pour
masque naso-buccal

Accessoires pour masque naso-
buccal
avec 1 jeu de clips magnétiques

Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Facile à utiliser

- Clips magnétiques pour la fixation du harnais



HH1132

PHILIPS

Caractéristiques

Avertissement : interférences magnétiques

- Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce

masque

Informations sur le produit

- Garantie: 90 jours

Points forts

Facile à utiliser



Grâce aux clips magnétiques, la fixation du harnais à l'armature est simple et rapide !

Clips magnétiques

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.



Date de publication
2018-04-08

Version: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33454
UPC: 6 06959 41466 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Philips Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.