

Philips DreamStation Go  
Genanvendeligt  
pollenluftfilter

Frafiltrerer støv og pollen med  
mere

Udskift hver 6. måned  
88 % effektivitet ved 7-10 mikron  
Dobbeltpakke



HH1453

## Genanvendeligt pollenfilter

Philips genanvendelige udskiftningsfiltre renses den luft, du indånder, ved at opfange støv, pollen, svampesporer, dyreskæl og meget mere med 88 % effektivitet ved 7-10 mikron.

### Genanvendeligt pollenfilter

- Genanvendeligt luftfilter

**PHILIPS**

## Genanvendeligt pollenluftfilter

Frafiltrerer støv og pollen med mere Udskift hver 6. måned, 88 % effektivitet ved 7-10 mikron, Dobbeltpakke

HH1453/00

# Specifikationer

### Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Service

- Garanti: 90 dage

### Tekniske oplysninger

- Udskiftning: Hver 6. måned

- Filtermateriale: 100 % polyester
- Filtereffektivitet: 88 % effektiv ved 7-10 mikron

### Pakkeoplysninger

- Indhold: Indeholder 6 filtre

### Partnummer

- Genanvendeligt pollenfilter: 1133743

# Vigtigste nyheder

## Genanvendeligt luftfilter



Udskift det genanvendelige filter på DreamStation Go hver 6. måned.



Udgivelsesdato  
2018-08-31

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 33743  
UPC: 6 06959 41543 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)