



Philips DreamStation
DreamStation Reisetasche

Farbe: hellgrau
65-W-Netzteil inbegriffen
mit USB-Anschluss



HH1423

Ideal für Vielreisende

Kompakte Tragetasche für die DreamStation

Ermöglicht Patienten, kompakt und diskret mit der DreamStation zu reisen

Ideale Kombination aus Schutz und Mobilität

- Profitieren Sie unterwegs von Ihrer CPAP-Therapie

Ideal für Reisen

- Praktische Fächeraufteilung

Ein 65-W-Netzteil mit USB-Anschluss ist inbegriffen

- mit USB-Anschluss

PHILIPS

DreamStation Reisetasche
Farbe: hellgrau 65-W-Netzteil inbegriffen, mit USB-Anschluss

Daten

Service

- Gewährleistung: 90 Tage

für Reisen

- Speziell für die DreamStation: Die Tragetasche mit 65-W-Netzteil mit USB-Anschluss fasst Maske, Maskenrahmen, Schlauch und Therapiegerät

HH1423/00

Besonderheiten

Leichtes Netzteil



Die Tasche enthält ein 65-W-Netzteil, das kleiner ist als das Standard-Netzteil der DreamStation und des Befeuchters. Das Netzteil verfügt über einen integrierten USB-Anschluss zum Laden von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten während der Verwendung der DreamStation.

Kompakt und einfach zu benutzen



Mithilfe des geformten Einsatzes kann der Patient die Komponenten des Schlaftherapiegeräts, also die DreamStation OHNE Befeuchter, die Maske, den Schlauch und das 65-W-Netzteil, ordentlich verstauen.

Pflegeleicht und robust



Leichte Tasche aus strapazierfähigem Gewebe. Abnehmbarer Schultergurt und Vorrichtung an der Rückseite zum Anbringen an den Rollkoffer. Sicherer Reißverschluss für schnelle Flughafenkontrollen; im Flugzeug lässt sich die Tasche problemlos im Staufach oder unter dem Sitz unterbringen.



Ausstellungsdatum
2018-06-02

Version: 5.0.2

12 NC: 000E U11 20135
UPC: 6 06959 02405 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Durch den Kauf dieses Medizinproduktes erhalten Sie keinen Anspruch auf eine Erstattung durch Ihre Krankenversicherung
* Dieses Komfort-Zubehör ist optional. Es kann zusätzlich erworben werden, wird jedoch nicht von den Krankenkassen erstattet.