



Philips Amara View
Hovedtøj

Stor

HH1229



Nyd udsigten

Fuld ansigtsmaske, som giver komfort, ydeevne og et åbent synsfelt

Nem at anvende

- Komfort og ydelse

PHILIPS

Hovedtøj
Stor

Specifikationer

Innovativt design

- Komfort og ydelse: Bløde stofstropper

Service

- Garanti: 90 dage

Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: Polyuretan, Nylon-Lycra
- Rengøring af hovedtøj: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

HH1229/00

Vigtigste nyheder

Innovativt design



En modulær ramme til alle pudestørrelser



Udgivelsesdato
2018-04-03

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 010 90696

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com