

Philips
12 V likestrømsledning
System One 60-serien

inkl. batteriadapterkabel

HH1400



Velegnet på reise

Bruke enheten uten tilgang på vekselstrøm

Bruk ledningen for å forsyne Philips Respironics System One 60-serien med strøm fra alternative strømkilder, som 12-volts likestrømuttaket i bilen eller fra et kompatibelt batteri. Godt egnet for personer som reiser mye, campere og langtransportsjåfører.

Kompatibilitet

- Kan kobles til en standard sigarettener

Frihet til å bruke enheten når du er på farten

- Trenger ikke strømledning

PHILIPS

12 V likestrømsledning System One 60-serien
inkl. batteriadapterkabel

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 90 dager

Innhold i pakke

- 2 reservesikringer

- batteriadapterkabel
- skjermet likestrømsledning

Beskrivelser

- batteriadapterkabel: 5 m
- Lengde på likestrømsledning: 2 m

HH1400/00

Høydepunkter

Universell



Inkludert batteriadapter (alligatorklemmer)

Kun med System One 60-serien



Ta systemet med deg på reisen og fortsett å få utbytte av PAP-behandlingen uansett hvor du befinner deg. Disse kablene er ideelle på reise, ettersom du har muligheten til å enten bruke batteripakken eller 12 V-sigaretteneren som strømforsyning. Alligatorklemmekabelen er ment å brukes med et marint dypsyklusbatteri.



Utgivelsesdato
2017-09-27

Versjon: 5.0.1

12 NC: 0000 010 99011
UPC: 6 06959 40155 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com