



Philips Amara View
Nenä-suumaski

L-koko
Pehmeä, L
kansainvälinen



HH1223

Avoim näkökenttä

Innovatiivinen, avoimen näkökentän Amara View -maski asettuu nenän alle ja ehkäisee nenänselän painaumuksia ja ärsytystä

Innovatiivinen nenän alle asettava malli

- Mukava ja toimiva

Avoim näkökenttä lukemista ja silmälaseja varten

- Perinteisiä kokokasvomaskoja laajempi näkökenttä

Pienin ja kevyin vaihtoehto

- Peittää pienemmän alueen kasvoista kuin muut perinteiset kasvomaskit

PHILIPS

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

- Laaja näkökenttä: Käytä silmälasia, lue tai katso televisiota

Nenän alle asettuva malli

- Mukava ja toimiva: Ei jätä punaisia jälkiä

Muotoilu

- Päälakiremmi: Helppo säätää
- Hiljainen uloshengitysäini: 360° kääntyvä kulmakappale

Tekniset tiedot

- Käyttöpaine: 4–20 cmH₂O
- Äänenpainetaso: 24,2 dBA
- Osien määrä: Neljä
- Pehmusteen materiaali: Nestemäinen silikonikumi (LSR)
- Rungon / kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali: Polykarbonaatti
- Pääremmin liittimien / letkun materiaali: Termoplastinen polyesterielastomeeri
- Pääremmin materiaali: Polyuretaani, naiton-

- elastaani
- Pikaliitännän materiaali: Polyoksimetyyleeni (asetaa)
- Puhdistusohjeet: maski: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Vasta-aiheet:

- Äskettäin tehty silmäleikkaus, kuivat silmät, palleet, vaikea refluksitauti
- Heikentynyt yskimisrefleksi: Ruokatorven alasulkijan heikentynyt toiminta

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Käyttötarkoitus

- Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

HH1223/00

Kohokohdat

Pienin ja kevyin vaihtoehto



Amara View on perinteisiä kokomaskeja pienempi* ja kevyempi** ja siksi vähemmän peittävä. Siinä ei ole kasvojen ja silmien eteen hankalasti asettuvaa pehmustetta ja maskirunkoa. Sisäinen testaus: arkistoitu aineisto ** Ei sisällä pikaliittimellistä Amara View -letkua

Innovatiivinen malli



Ei paina tai ärsytä nenänselkää eikä jätä siihen punaisia jälkiä

Avoin näkökenttä



Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälasia, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.



Julkaisupäivä 2017-12-08

Versio: 4.1.1

12 NC: 0000 010 90664

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com