

Philips Pico  
Nesemaske

**Pakke**  
m/ekstra stor pute størrelse

**HH1032**



## Forbedret ytelse

En tiltalende tradisjonell nesemaske med minimal ansiktskontakt. Enkel, komfortabel og tett.

### **Kompakt design**

- Pico passer komfortabelt til over 98 % av brukerne\*
- Den letteste og minste av de tradisjonelle nesemaskene \*

### **God ytelse og komfort**

- Rask og enkel montering og justering

**PHILIPS**

## Spesifikasjoner

### Lett og liten

- Enkel montering og justering: Stille ekshalasjon

### Service

- Garanti: 90 dager

### Beskrivelser

- Driftstrykk: 4–20 cm H<sub>2</sub>O
- Lydtrykknivå: 19 DBA
- Ant. deler: fem
- Putemateriale: silikon/polykarbonat
- Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra

- Rengjøringsinstruksjoner: maske: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig og lufttørk
- Rengjøring: hodestropp, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk
- Bøyle-/vinkelrør-/svingfeste-materiale: Polykarbonat
- Materiale i låsetappklemme: Termoplast polyester elastomer

### Tiltenkt bruk

- For pasienter >30 kg: med foreskrevet CPAP

## Høydepunkter

### Kompakt design gir naturlig passform




Nesetipp-puten er designet til å ligge under neseryggen, noe som gjør at kontakten med ansiktet er minimal, samtidig som det gir førsteklasses forsegling. \* Data på fil, intern markedsundersøkelse fra 2013

### Minimalt design, optimal forsegling



Designet og hodestroppklemmene gjør den enklere å bruke og rengjøre.

### Det letteste og minste alternativet



Med Pico blir kontakten med ansiktet minimal. Med Pico har du friheten til å se på TV og lese samtidig som du bruker den. \* Data på fil, intern markedsundersøkelse fra 2013



Utgivelsesdato  
2017-08-20

Versjon: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04923  
UPC: 6 06959 00895 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)