

Philips Wisp
Bretelle di fissaggio

Dimensioni ridotte

HH1026



Bretella di fissaggio a scatto di facile regolazione

Cinghia trasversale elastica con supporto per tubo integrato, autoregolante per una migliore vestibilità.

Clip magnetiche

- Le clip per bretelle di fissaggio e il cuscinetto della maschera contengono magneti

Design

- Vestibilità confortevole e personalizzata

PHILIPS

Bretelle di fissaggio
Dimensioni ridotte

Specifiche

Avvertenza: interferenze magnetiche

- Fare attenzione in presenza di pacemaker: Prima dell'utilizzo, leggere le Istruzioni d'uso.

Assistenza

- Garanzia: 90 giorni

Design

- Comfort: Autoregolazione

Specifiche

- Materiale bretelle di fissaggio: UBL/schiuma di uretano/nylon/lycra/nylon termoplastico
- Istruzioni per la pulizia: bretelle di fissaggio, tubo: Lavare a mano con un detergente delicato, Sciacquare accuratamente, appendere e lasciare asciugare

HH1026/00

In evidenza

Clip magnetiche

Contattare un professionista sanitario prima di utilizzare questa maschera. Alcuni dispositivi medici possono essere influenzati dai campi magnetici. Le clip magnetiche in questa maschera devono essere tenute a una distanza di almeno 50 mm da qualsiasi dispositivo medico attivo, con particolare attenzione per i dispositivi impiantati quali pacemaker, defibrillatori e impianti cocleari. Per ulteriori informazioni, leggere le Istruzioni d'uso incluse nella confezione.

Regolazione facile



Cinghia superiore autoregolante con anello di supporto per tubo



Data di rilascio
2018-04-13

Versione: 3.1.1

12 NC: 0000 011 09307
UPC: 6 06959 40738 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com