

Philips Wisp
Hovedtøj

Børnestørrelse

HH1041



Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Selvjusterende med isserem, der gør det muligt at placere slangen over patientens hoved og væk fra forsiden af kroppen

Nem at tilpasse

- Personlig og behagelig pasform

PHILIPS

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Comfort: Selvjusterende
- Let at tilpasse: Selvjusterende

Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/polyuretanskum/nylon/spandex
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

HH1041/00

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger



Udgivelsesdato
2018-01-16

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 011 04973
UPC: 6 06959 40234 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com