



Philips Amara View
Quick Release-slange

Standard



HH1224

Hurtig frigørelse

Tilslut den fleksible slange (der følger med dit CPAP- eller bi-level-apparat) til Amara View quick release-slangen.

Nem at anvende

- Komfort og ydelse

PHILIPS

Specifikationer

Innovativt design

- Komfort og ydelse: Hurtig frakobling

Service

- Garanti: 90 dage

Specifikationer

- Quick Release-funktionens materiale:
Polyoxymetylen (acetal)

Vigtigste nyheder

Innovativt design



Amara View dækker mindre af patientens ansigt end alle førende fulde ansigtsmasker



Udgivelsesdato
2018-04-03

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 010 90689

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com