

Philips Wisp  
Hovedtøj

Reduceret størrelse

HH1026



## Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Elastisk issestrop med integreret slangeholder. Selvjusterende for at give en mere naturlig pasform.

### **Magnetiske klemmer**

- Hovedtøjets klemmer og maskepude indeholder magneter

### **Design**

- Personlig og behagelig pasform

**PHILIPS**

## Specifikationer

### Advarsel: Magnetisk interferens

- Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

### Service

- Garanti: 90 dage

### Design

- Komfort: Selvjusterende

### Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon termoplast
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

## Vigtigste nyheder

### Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

### Nem at tilpasse



Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger



Udgivelsesdato  
2018-04-16

Version: 3.1.1

12 NC: 0000 011 09307  
UPC: 6 06959 40738 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)