

Philips  
Externer Akku für  
Schlaftherapiegeräte

**Set**  
mit Gerätekabel und Adaptern  
Tasche

**HH1433**



# Damit Sie ruhig schlafen können

## Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Schlaftherapiesysteme DreamStation und System One.

### **Leistung, auf die Sie sich verlassen können**

- Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

### **Ideal für unterwegs**

- Dank des geringen Gewichts leicht zu transportieren. Nur 1,02 kg.
- Kompakt und leicht

### **Die Therapie unterwegs fortsetzen**

- Lange Akku-Betriebsdauer

**PHILIPS**

Externer Akku für Schlaftherapiegeräte  
Set mit Gerätekabel und Adaptern, Tasche

## Daten

### Service

- Gewährleistung: 90 Tage

### Abmessungen

- Breite: 3,17 cm
- Höhe: 13,33 cm
- Tiefe: 22,86 cm

### Leistung

- Stromversorgung: Kompatibel mit der DreamStation
- Unterstützt werden: Schlaftherapiegeräte der System One 60-Series und der System One 50-Series

### Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 1,02 kg

HH1433/00

## Besonderheiten

### Ideal für unterwegs



Ideal für den mobilen Einsatz beim Camping oder auf Reisen. Der Akku ist mit dem Netzteil des Philips Schlaftherapiesystems kompatibel, wodurch die Anzahl der auf Reisen benötigten Kabel reduziert wird. Außerdem entspricht er den Anforderungen der FAA für Flugreisen.

### Beruhigend sicher



Die USV trägt dazu bei, Therapieunterbrechungen zu reduzieren. Durch den dauerhaften Anschluss am Netzteil des Philips Respiroics Schlaftherapiesystems des Patienten bleibt der Akku geladen und ist jederzeit bereit für den Einsatz unterwegs oder als USV-Sicherheit.

### Kompakt und leicht

Passt mühelos in die Tragetasche.

### Therapiemanagement unterwegs

Der Akku bietet mehr als 14 Stunden Betriebsdauer für Schlaftherapiegeräte. Testbedingungen für PAP-Akku-Laufzeit: CPAP-Modus, Druck 10 cm H<sub>2</sub>O, keine Warmluft-Befeuchtung oder beheizte Schläuche.



Ausstellungsdatum  
2018-07-05

Version: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942  
UPC: 6 06959 03328 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dieses Komfort-Zubehör ist optional. Es kann zusätzlich erworben werden, wird jedoch nicht von den Krankenkassen erstattet.