



Philips SideStream  
Wiederverwendbarer  
SideStream Vernebler

mit der Maske „Tucker die  
Schildkröte“

Schlauch und Mundstück  
inbegriffen



HH1310

## Behandlung innerhalb von 6–8 Minuten\*

Die wiederverwendbaren SideStream Vernebler sind für die gängigsten verschreibungspflichtigen Atemwegs-Therapeutika geeignet. Im Lieferumfang sind ein Schlauch und eine Maske mit kinderfreundlichem Figurendesign enthalten.

### **Wirksame Verabreichung von Wirkstoffen**

- Durchgehend hochwertiges Aerosol

**PHILIPS**

Wiederverwendbarer SideStream Vernebler  
mit der Maske „Tucker die Schildkröte“ Schlauch und Mundstück inbegriffen

HH1310/00

## Daten

### Design

- Weniger Teile: Einfach zusammensetzen und zu reinigen
- Venturi-System: Durchgehende Wirkstoffbereitstellung

## Besonderheiten

### Innovatives Düsendesign



Das Venturi-System des SideStream Verneblers verstärkt den durch den Kompressor bereitgestellten Luftstrom, sodass Wirkstoffe schneller bereitgestellt werden und sich die Behandlungszeiten verkürzen.



Ausstellungsdatum  
2018-07-26

Version: 6.1.2

12 NC: 0000 011 01484  
UPC: 3 83730 01484 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)