

Philips TrueBlue

Leveä M-koko

HH1019



Sininen Premium-geeliosa on ohut ja kevyt

TrueBlue-nenätyynyä ja -tiivistettä on viittä mukavaa kokoa.

Muotoilu

- Sininen Premium-geeli

PHILIPS

Nenätyyny ja tiiviste
Leveä M-koko

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Itsesäätyvä: Auto-Seal-tekniikka

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Tekniset tiedot

- Pehmusteen materiaali: Polyuretaanigeeli ja polyesterikalvo
- Tiivisteiden materiaali: Silikoni

HH1019/00

Kohokohdat

Mukavuus



Sininen Premium-geeli ja ohut, muotoutuva silikoninen ulkokalvo tiivistävät maskin tehokkaasti ja muodostavat itsetiivistyvän järjestelmän.



Julkaisupäivä 2018-02-13

Versio: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71864

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com