



Philips Wisp  
Hodestropp

Standard



HH1005

## Hodestropp som tilpasses med et klikk

Elastisk hodestropp med integrert rørholder Tilpasses automatisk og gir en naturlig passform

### Utforming

- Personlig, komfortabel tilpasning

**PHILIPS**

# Spesifikasjoner

## Service

- Garanti: 90 dager

## Utforming

- Komfort: Selvjusterende

## Beskrivelser

- Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon-termoplast
- Rengjøring: hodestropp, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

# Høydepunkter

## Lett å tilpasse



Selvjusterende toppstropp med rørholderløkke

