



Philips InnoSpire Go
bærbare
trådnetsnebulisator

Håndholdt behandling

Behandling udført på 4 minutter**
Indbygget genopladeligt batteri



HH1342

Hurtig, effektiv og støjsvag

Designet til at give dig mere tid til livet

InnoSpire Go forstøveren er hurtig, effektiv og nem at bruge, og er udviklet til at forkorte behandlingstiden, så du eller dit barn får mere tid til de særlige øjeblikke med familie og venner.

Hurtig behandling

- Reducerer behandlingstid med 25 %* Behandling udført på 4 minutter**
- Til almindeligt ordineret medicin

Stort set lydløs

- Indgift af medicin hvor som helst

Enkel, todelt opbygning

- Rengøring og vedligeholdelse er gjort hurtig og enkel
- Elegant, enkelt design

Indbygget genopladeligt batteri

- Leverer op til 30 behandlinger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Indbygget batteri med lang levetid



Det genopladelige batteri giver op til 30 behandlinger (120 minutters anvendelse) mellem hver opladning.

Nem betjening



Start behandling ved tryk på en knap. Lydsignaler og visuelle signaler fortæller dig, når behandlingen er udført, før apparatet slukker sig selv.

Hurtig behandling



Klinisk gennemprøvet Aerogen Vibronic vibrerende trådnetsnebulisatorbehandlingsenhed, som omdanner flydende lægemidler til fine dampe, til hurtig behandling.

Enkel, todelt opbygning



Det letaftagelige mundstykke gør InnoSpire Go enkel at bruge, rengøre og vedligeholde. Fyld op, udfør behandling og rengør i tre enkle trin.

Alsidig



InnoSpire Go er designet til brug med almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

En stort set lydløs behandling



En lille, bærbar og diskret nebulisator, der kan anvendes overalt, så du eller dit barn kan leve livet og nyde de daglige gøremål, uanset hvor I er.

Specifikationer

Specifikationer

- Batteritype: Litiumion
- Størrelse: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
- Vægt: 111 g

Service

- Håndsatgaranti: 2 år
- Mundstykkegaranti: 1 år

Aerosol-data

- Ipratropiumbromid, 2 ml: MMAD μm : 3,93, Behandlingstid (min.,sek.): 3,44, Resterende volumen ml: 0,2
- Ipratropiumbromid, 2 ml: Luftbåren fraktion % partikler < 5 μm : 65,3%
- Salbutamol 2,5 ml: MMAD μm : 3,99, Behandlingstid (min.,sek.): 4,18, Resterende volumen ml: 0,3
- Salbutamol 2,5 ml: Luftbåren fraktion % partikler < 5 μm : 64,4%
- Budesonid 2 ml: Luftbåren fraktion % partikler < 5 μm : 52,1%
- Budesonid 2 ml: MMAD μm : 4,84, Behandlingstid (min.,sek.): 3,34, Resterende volumen ml: 0,3



Udgivelsesdato
2018-07-26

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 26593
EAN: 87 12581 75428 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

*** ved brug af 2,5 ml salbutamol
* I forhold til forgængeren Aeroneb Go