



Philips Wisp  
Huvudband

Standard



HH1005

## Enkel klickjustering av huvudbandet

Elastiskt huvudband med integrerad slanghållare. Självjustering ger en naturligare passform.

### Design

- Personanpassad och bekväm passform

**PHILIPS**

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dagar

### Design


- Komfort: Självjusterande

### Specifikationer

- Huvudbandsmaterial: Termoplastisk UBL/ uretanskum/nylon/lycra/nylon
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

## Funktioner

### Enkel att justera



Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla

