



Philips Nuance Pro
Struttura di sostegno

Gel



HH1108



L'alternativa per dormire meglio

La struttura di sostegno con imbottitura in gel migliora la stabilità durante la notte. La struttura di sostegno con imbottitura in gel con le bretelle di fissaggio antiscivolo mantiene la maschera in posizione e riduce la necessità di regolarla più volte.

Diverse strutt. di sostegno comode e che non lasciano segni rossi

- Riduce la necessità di più regolazioni

PHILIPS

Specifiche

Design

- Diverse strutture di sostegno disponibili: Struttura di sostegno con imbottitura in gel
- Stabilità: Riduce la necessità di più regolazioni

Servizio

- Garanzia: 90 giorni

Specifiche

- Materiale della struttura di sostegno: Elastomero poliestere termoplastico
- Materiale dell'imbottitura della struttura di sostegno: Gel di uretano

In evidenza

Struttura di sostegno con imbottitura in gel



Nuance è un prodotto progettato per fornire una sensazione di maggiore comfort e praticità.



Data di rilascio
2018-03-16

Versione: 3.2.1

12 NC: 0000 011 05179

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com