

Philips InnoSpire Go
Maske

Erwachsene, groß

Soft seal Maske
Zur Verwendung mit dem
InnoSpire Go
Ersatzteil

HH1344



Unterstützt bei Behandlung

Die abnehmbare LiteTouch Gesichtsmaske verfügt über ein weiches, ergonomisches Maskenkissen, das sich leicht anbringen lässt, sanft auf dem Gesicht anliegt und somit eine komfortable Behandlung ermöglicht.*

Soft seal Technologie

- Für Erwachsene, die nur schwer mit dem Mundstück zurechtkommen

Liegt sanft auf dem Gesicht an

- Mit soft-seal Technologie**

PHILIPS

Maske

Erwachsene, groß Soft seal Maske, Zur Verwendung mit dem InnoSpire Go, Ersatzteil

Daten

Lieferumfang

- Enthalten sind: LiteTouch Maske (Größe L)

Produktangaben

- LiteTouch Maske: Zur Verwendung mit dem InnoSpire Go

- Packungsgröße: 82 mm x 97 mm x 100 mm
- Gewicht inkl. Verpackung: 80g
- Materialien: Polyester, Silikon
- Abmessungen: Erwachsene, groß
- Gewährleistung: 1 Jahr

HH1344/03

Besonderheiten

Macht Behandlung einfacher



Für Erwachsene, die nur schwer mit dem Mundstück zurechtkommen, machen die LiteTouch Masken die Behandlung einfacher.

Liegt sanft auf dem Gesicht an**



Die LiteTouch Maske verfügt über ein weiches, ergonomisches Maskenkissen, das sanft auf dem Gesicht anliegt und somit beim Anlegen nur wenig Druck erfordert.



Ausstellungsdatum
2018-08-02

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 27875
EAN: 87 12581 75432 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Adaptiert von Erzinger et al. J Aerosol Med 2007 20 (Suppl1:S78-S84)

** Quantifying facemask sealing efficiency when used on a valved holding chamber during simulated breathing. D von Hollen, E Lieberman, K Nikander, Philips Respironics, Respiratory Drug Delivery, Parsippany, NJ, USA. Vorgestellt auf der Jahreskonferenz der Association of Asthma Educators (AAE), 3. Juli