



Philips Pico
Hovedtøj

Standardstørrelse

HH1035

Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Slankt hovedtøj med integreret pandestøtte og stabiliserende isserem

Nem at tilpasse

- Personlig og behagelig pasform

PHILIPS

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design


- Komfort: Selvjusterende

Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Selvjusterende med isserem



Udgivelsesdato
2018-01-27

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04934
UPC: 6 06959 00906 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com