

Philips Pico
Drejeligt

Standard

HH1033



Hurtig frigørelse

Tilslut den fleksible slange (følger med dit CPAP- eller bilevel-apparat) til Pico-drejestykket. Dette giver dig mulighed for at være midlertidigt afbrudt fra maskinen, f.eks. i forbindelse med toiletbesøg om natten.

Nem at anvende

- Komfort og ydelse

PHILIPS

Drejeligt
Standard

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Nem at anvende: Hurtig frakobling

Specifikationer

- Drejeligt materiale: Polykarbonat

HH1033/00

Vigtigste nyheder

Innovativt design



Hurtig frakobling



Udgivelsesdato
2018-06-13

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04931
UPC: 6 06959 00903 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com