



Philips DreamWear
Näsmask med minimal
kontakt

Förpackning
och 4 kuddstorlekar
1 ramstorlek Medium



HH1111

Bekväm passform*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear kan du sova precis hur du vill *Philips användarundersökning 2015

De bästa kuddarna och näsmaskerna

- Komfort och hög prestanda

Bekväm design

- Slimmat huvudband
- Mjuk, flexibel ram

Lättanvänd

- Bekväma och mjuka

Innovativ design

- Under näsan-kudde
- Luftslanganslutningen sitter högst upp på huvudet
- Design med fyra delmoduler

Öppet synfält

- Öppen design ger ett mycket brett synfält

PHILIPS

Funktioner

Innovativ mask som sitter under näsan



Förhindrar röda märken, obehag och irritation i näsborrarna och på näsryggen*

Slimmat huvudband




I DreamWear kombineras komfort och estetik: Du kommer knappt känna masken och dessutom är den liten och diskret.

Under näsan-kudde



Förhindrar att det bildas röda märken och irritation på näsryggen, vilket många patienter upplever när de använder en traditionell mask som täcker hela ansiktet

Rörelsefrihet




DreamWear ger ökad rörelsefrihet under natten genom att slangen placeras ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte behövde välja en särskild sovställning när de använde DreamWear.*

Mjukt tygmslag



Ligger mjukt emot kinden

Mjuk, flexibel ram




Det flexibla materialet som luften flödar igenom ligger skonsamt mot huden och är behagligt att bära.

Design med fyra delmoduler



Moduldesignen ger snabb montering och rengöring, med utbytbara kuddar i fyra storlekar.

Inget skymmer synfältet



Det är lätt att ha glasögon, läsa, titta på TV och använda en dator eller surfplatta innan du somnar.

Specifikationer

Innovativ design

- Öppet synfält: Använd glasögon, läs eller titta på TV

Service

- Garanti: 90 dagar

Komfort

- Mjukt tygomslag: Mjuk yta mot kinden
- Mjuk, flexibel ram: Ligger mjukt emot ansiktet
- Under näsan-kudde: Förhindrar röda märken i näsborrarna

Avsedd användning

- För patienter över 30 kg: med CPAP-ordination

Specifikationer

- Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noga och låt lufttorka
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka
- Kudde, material: Silikon
- Knärör/swivel, material:: Polykarbonat
- Ram-material: Polykarbonat
- Huvudbandsmaterial: Polyuretanskum, nylon/spandex
- Antal delar: Fem
- Drifttryck: 4–20 cmH₂O
- Ljudtrycksnivå: 18 dBA
- Tygmanschetter, material: Polyester/spandex



Publiceringsdatum
2018-04-16

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16720
UPC: 6 06959 02340 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com