

Philips TrueBlue  
Næsepude og -klap

Ekstra lille

HH1016



## Premium blå gel er tynd og let

TrueBlue næsepude og -klap findes i fem komfortable størrelser.

### Design

- Premium blå gel

**PHILIPS**

Næsepude og -klap  
Ekstra lille

## Specifikationer

### Design

- Selvjusterende: Automatisk forseglings teknologi

### Service

- Garanti: 90 dage

### Specifikationer

- Pudemateriale: Polyuretan-gel og polyesterfilm
- Klapmateriale: Silikone

HH1016/00

## Vigtigste nyheder

### Komfort



Premium blå gel fungerer sammen med den tynde, tætsiddende udvendige silikonemembran og danner en effektiv, selvjusterende forsegling.



Udgivelsesdato  
2018-01-27

Version: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71861

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)