

Philips  
Gruppo tubo e raccordo  
per Wisp

Standard

HH1008



## Si collega alla parte anteriore della maschera

Collegare il tubo Wisp e il raccordo girevole alla parte anteriore della maschera. È possibile far passare il tubo della maschera attraverso l'occhiello trasversale delle bretelle di fissaggio prima di tendere le bretelle

### Design

- Raccordo girevole

**PHILIPS**

# Specifiche

## Design

- Rilascio rapido: Raccordo girevole a 360°

## Assistenza

- Garanzia: 90 giorni

## Specifiche

- Materiale del tubo: Elastomero termoplastico di poliestere
- Materiale del raccordo/del perno:: Policarbonato

# In evidenza

## Raccordo girevole

Il raccordo, girevole a 360°, è caratterizzato da un design con sistema a sgancio rapido ed espirazione silenziosa



Data di rilascio  
2018-04-12

Versione: 5.1.1

12 NC: 0000 011 05624

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)