



Philips DreamStation Go  
30-dages finfilter til  
engangsbrug

Frafiltrerer støv og pollen med  
mere

Udskift hver 30. dag  
95 % effektivitet ved < 0,7 mikron  
6-pak

HH1454

## 30-dages finfilter

Philips udskiftelige 30-dages finfilter til engangsbrug renser den luft, du indånder, ved at opfange støv, pollen, svampesporer, dyreskæl og meget mere med en 95 % effektivitet ved 0,5-0,7 mikron.

### 30-dages finfilter til engangsbrug

- 30-dages finfilter

**PHILIPS**

## 30-dages finfilter til engangsbrug

Frafiltrerer støv og pollen med mere Udskift hver 30. dag, 95 % effektivitet ved < 0,7 mikron, 6-pak

# Specifikationer

### Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Service

- Garanti: 15 dage

### Tekniske oplysninger

- Udskiftning: Hver 30. dag

- Filtermateriale: Blandede syntetiske fibre
- Filtereffektivitet: 95 % effektivitet ved 0,5 - 0,7 mikron

### Pakkeoplysninger

- Indhold: Indeholder 2 filtre

### Partnummer

- 30-dages finfilter til engangsbrug: 1133744

HH1454/00

# Vigtigste nyheder

## 30-dages finfilter



For at opnå forbedret filtrering kan du prøve 30-dages finfilteret til engangsbrug i dit DreamStation Go rejse-PAP-apparat.



Udgivelsesdato  
2018-08-31

Version: 7.0.2

12 NC: 0000 011 33744  
UPC: 6 06959 41544 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)