

Philips DreamWear
Knärör

med swivel

HH1122



Snabbkoppling med knärör på huvudets ovansida

Med snabbkopplingen med knärör kan användaren enkelt koppla loss masken från CPAP-slangen utan att ta av masken. Om sovställningen ändras under natten kan masken röra sig fritt med hjälp av den vridbara anslutningen.

Lättanvänd

- Passar den runda öppningen på maskens ram

PHILIPS

Knärör
med swivel

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dagar

HH1122/00

Funktioner

Komfort och hög prestanda



Knärörets utformning gör att slangen riktas över användarens huvud vilket minskar slitaget på masken. Innehåller en inbyggd utandningsport.



Publiceringsdatum
2018-04-03

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16748
UPC: 6 06959 40256 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com