

Philips  
Vandkammer til System  
One



HH1418

## Befugtning gjort enklere for øget komfort

### Nem vandhåndtering

Vandtæt aftagelig beholder letter vandbehandling - forbliver tæt, også når den vippes eller vendes på hovedet. Vandkammeret kan adskilles for rengøring. De to medfølgende dæksler gør vandkammeret kompatibelt med både 50- og 60-serien.

#### **Forseglet aftagelig beholder gør håndtering af vand nemt**

- Beholderens låg og bund kan skilles ad for at rengøre den

#### **Brugervenligt kammerdesign**

- Beholderens låg og bund kan skilles ad for at rengøre den. Tåler opvaskemaskine.

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Service

- Garanti: 90 dage

## Design

- I ét stykke: Nem vedligeholdelse
- Forenklet design: Nem adgang til rengøring, Nem adgang til påfyldning, Nem adgang til vandkammer

# Vigtigste nyheder

## Nem vedligeholdelse



Det aftagelige kammer kan skilles ad for at rengøre det, og det tåler opvaskemaskine

## Nemt



Beholderens låg og bund kan skilles ad for at rengøre den. Tåler opvaskemaskine.



Udgivelsesdato  
2018-02-05

Version: 3.1.4

12 NC: 0000 010 63785  
UPC: 6 06959 00222 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)