



Philips Amara Gel
Huvudband

Standardstorlek



HH1220

När det är rätt säger det bara klick

Helmasken från Amara har betydligt färre delar än andra populära traditionella helmasker. Med ett enda tryck kan du ta isär eller montera huvudbandet.

Minimalistisk design

- 60 % färre delar

PHILIPS

Specifikationer

Design

- Färre delar: Komfort

Service

- Garanti: 90 dagar

Specifikationer

- Huvudbandsmaterial: UBL/uretanskum/nylon och lycra
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

Funktioner

Enkelhet



Med bara fyra delar går montering och rengöring snabbt och enkelt.

