

Philips
Wisp CPAP-nesemaske
med hodestropp

Pakke
3 puter (S/M, L, XL)
m/hodestropp

HH1024



Ytelse har fått en ny stil.

Den smarte rilleforseglingsteknologien fra Wisp tilpasser seg alle bevegelsene dine. Slik oppnår du førsteklasses forsegling og god nattesøvn.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputene inneholder magneter

Uhindret synsfelt

- Les, se på TV eller bruk briller

Kompakt design

- Wisp passer komfortabelt til over 98 % av brukerne*

God ytelse og komfort

- Rask og enkel montering og justering.

PHILIPS

Wisp CPAP-nesemaske med hodestropp
Pakke 3 puter (S/M, L, XL), m/hodestropp

Spesifikasjoner

Advarsel: magnetisk interferens

- Vær varsom med pacemakere: Les brukerhåndbøkene før bruk.

Kompakt

- Enkel montering og justering: Stille ekshalasjon

Beskrivelser

- Lydtrykknivå: 19 DBA
- Ant. deler: seks
- Putemateriale: silikon/polykarbonat
- Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon-termoplast
- Bøylemateriale: Nylon/spandex/uretanskum
- Materiale i svingfeste: silikon/polykarbonat
- Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer
- Rengjøringsinstruksjoner: maske: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig og

lufttørk

- Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk
- Materiale i vinkelrør/svingfeste: Polykarbonat
- Materiale i hodeklemmer: Acetalkopolymer
- Driftstrykk: 4–20 cmH₂O

Service

- Garanti: 90 dager

Tiltenkt bruk

- For pasienter >30 kg: med foreskrevet CPAP

Utforming

- Komfort: Elastisk hodestropp
- Kompakt: Enkel montering og justering
- Patentert design: Utforming med nesetipp-pute
- Stille ekshalasjon: 360 graders roterende vinkelrør

HH1024/00

Høydepunkter

Større frihet



Wisp har et stilrent design som fjerner behovet for pannepute, noe som gir deg bedre synsfelt.

Kompakt utforming, naturlig passform



Nesetipp-puten er designet til å ligge under neseryggen, noe som gjør at kontakten med ansiktet er minimal, samtidig som det gir førsteklasses forsegling. * Bekreftes via den antropometriske databasen

Minimalt design, optimal forsegling



Designet og hodedelklemmene gjør den enklere å bruke og rengjøre.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelt medisinske enheter kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske spennene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske enheter, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les i-Pack-brukerhåndboken for mer informasjon.



Utgivelsesdato
2018-04-12

Versjon: 6.0.1

12 NC: 0000 010 94061
UPC: 6 06959 02127 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Bekreftes via den antropometriske databasen