

Philips System One
Strømforsyning

80 watt

(ikke inkludert
vekselstrømsledning)

HH1417



Forsyne enheten med strøm

Det kreves en 80-watt strømforsyning når du bruker System One 60-serien med den oppvarmede fukteren OG den oppvarmede slangen. Det trengs en kompatibel vekselstrømsledning for å plugge strømforsyningen i vegguttaket.

Ekstern strømkilde

- Bruk med vekselstrømsledningen HH1420/00

PHILIPS

Strømforsyning
80 watt (ikke inkludert vekselstrømsledning)

Spesifikasjoner

Drift

- Strømforsyning: Bruk sammen med System One 60-serien

Service

- Garanti: 90 dager

HH1417/00

Høydepunkter

80 W strømforsyning



Avhengig av hvorvidt den oppvarmede slangen brukes er det to tilgjengelige alternativer for strømforsyning til System One 60-serien: – Ekstern 60 watt strømforsyning for System One 60-serien – Ekstern 80 watt strømforsyningen for System One 60-serien. 80 W strømforsyningen er nødvendig for å kunne varme opp slangen.



Utgivelsesdato
2017-08-26

Versjon: 2.0.2

12 NC: 0000 010 91399
UPC: 6 06959 01393 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com