

Philips Wisp
Pute

Liten/mellomstor

HH1003



Myk og komfortabel slik at du kan sove godt

Patentert design med nesetipp-pute og rilleteknologi for automatisk forsegling Resultatet er minst mulig hudkontakt og utmerket forsegling

Utforming

- Mindre irriterende for neseborene

PHILIPS

Pute
Liten/mellomstor

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 90 dager

Utforming

- Størrelse: Liten/mellomstor

Beskrivelser

- Putemateriale: silikon/polykarbonat

HH1003/00

Høydepunkter

Myk og komfortabel



Alle de tre putestørrelsene passer på den samme bøylen



Utgivelsesdato
2018-04-03

Versjon: 3.0.3

12 NC: 0000 010 94087
UPC: 6 06959 00685 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com