




Philips Amara View
Fuld ansigtsmaske

Pakke med én

Stor pude
med hovedtøj



HH1223

Nyd udsigten

Med sit innovative design til under næsen giver Amara View et frit udsyn og forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation af næseryggen

Innovativt design til under næsen

- Komfort og ydelse

Frit synsfelt, så du kan bære briller og læse

- Det bredeste synsfelt af alle førende fulde ansigtsmasker

Det mindste og letteste valg

- Dækker mindre af ansigtet end nogen anden førende fuld ansigtsmaske

PHILIPS

Specifikationer

Innovativt design

- Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

Design til under næsen

- Komfort og ydelse: Forhindrer røde mærker

Design

- Isserem: Nem justering
- Støjsvag udånding: 360° roterende knæstykke

Specifikationer

- Driftstryk: 4 - 20 cmH₂O
- Lydtrykniveau: 24,2 dBA
- Antal dele: Fire
- Pudemateriale: Flydende silikonegummi
- Ramme-/knæstykke-/drejeledsmateriale: Polykarbonat
- Hovedtøjsspænde-/slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer
- Hovedtøjsmateriale: Polyuretan, Nylon-Lycra

- Quick Release-funktionens materiale: Polyoxymetylen (acetal)
- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

Kontraindikationer:

- Nylig øjenoperation, tørre øjne, hiatusbrok, alvorlig reflux
- Svækket hosterefleks: svækket hjerte-lukkemuskel

Service

- Garanti: 90 dage

Brugsformål

- Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

HH1223/00

Vigtigste nyheder

Den mindste og letteste valgmulighed




Da den er mindre* og lettere** end traditionelle fulde ansigtsmasker, dækker Amara View mindre af patientens ansigt end tilsvarende masker og eliminerer den klodsede pude og ramme foran øjnene. * Interne test: Arkivdata ** Omfatter ikke Amara Views Quick Release-slange

Innovativt design



Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation på næseryggen

Frit synsfelt



Det åbne design gør det nemt at bære briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.



Udgivelsesdato
2018-01-29

Version: 4.1.1

12 NC: 0000 010 90664

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com