

Philips
Batería de litio para PAP

Kit

con cable y funda para
adaptadores

HH1433



Diseñado para su total tranquilidad

Suministro de alimentación ininterrumpido

Diseñado para brindar un suministro de alimentación ininterrumpido a los dispositivos de terapia del sueño DreamStation y System One. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseñado para su total confianza y tranquilidad

- Suministro de alimentación ininterrumpido integrado

Ideal para viajes

- Fácil y ligero para el transporte. Solo 1,02 kg.
- Compacto y ligero

Siga el tratamiento aun estando lejos de casa

- Duración prolongada de batería

PHILIPS

Batería de litio para PAP
Kit con cable y funda para, adaptadores

Especificaciones

Servicio

- Garantía: 90 días

Dimensiones

- Diámetro: 3,17 cm
- Longitud: 13,33 cm
- Profundidad: 22,86 cm

Potencia

- Incluye fuente de alimentación: Compatible con DreamStation
- Compatible con: las series 50 y 60 de System One

Peso y dimensiones

- Peso: 1,02 kg

HH1433/00

Destacados

Ideal para viajes



Es fácil de transportar, por lo que es ideal para ir de camping o viajar. El módulo de la batería utiliza el suministro de alimentación del dispositivo de terapia del sueño Philips para reducir el número de cables necesarios para viajar. Apto para viajar en avión.

Total tranquilidad



Ayuda a reducir las interrupciones de la terapia. La conexión continua de la batería a la fuente de alimentación del dispositivo de terapia del sueño Philips Respironics lo mantiene cargado y listo para viajar, además de ofrecer la protección de suministro de alimentación ininterrumpido integrado.

Compacto y ligero



Se ajusta cómodamente al maletín de transporte.

Gestione su tratamiento aun estando lejos de casa

En modo CPAP, con presión de 10 cm H₂O, sin humidificación o tubo calefactable, el módulo de la batería proporciona más de 14 horas de duración para los dispositivos PAP.



Fecha de emisión
2017-11-09

Versión: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942
UPC: 6 06959 03328 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Estos accesorios son opcionales. Se pueden adquirir como complementos pero no forman parte de los beneficios que aporta el plan de seguro sanitario.