



Philips Amara Gel
Pääremmit

S
Pieni koko



HH1219

Kun se oikea löytyy, kaikki napsahtaa paikalleen

Amara-kokokasvomaskissa on huomattavasti vähemmän osia kuin perinteisissä kokokasvomaskeissa. Siksi pääremmin irrottaminen ja kiinnittäminen onnistuu yhdellä napsautuksella.

Selkeys

- 60 % vähemmän osia

PHILIPS

Tekniset tiedot

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Muotoilu

- Vähemmän osia: Mukavuus

Tekniset tiedot

- Pääremmin materiaali: UBL/uretaanivahto/nailon ja elastaani
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Kohokohdat

Yksinkertaisuus



Vain neljä osaa, joten kokoaminen ja puhdistus on nopeaa ja helppoa.

