

Philips Wisp  
Maskkudde

Petit

HH1002



## Mjuk och bekväm för en skön nattsömn

Patenterad nästippdesign med automatisk tätningsteknik. Ger minimal hudkontakt och utmärkt tätning.

### Design

- Mindre irritation i näsborrarna

**PHILIPS**

Maskkudde  
Petit

# Specifikationer

## Service

- Garanti: 90 dagar

## Design

- Storlek: Petit

## Specifikationer

- Kudde, material: Silikon/polykarbonat

HH1002/00

# Funktioner

## Mjuk och bekväm



Alla tre kuddestorlekarna passar i samma ram



Publiceringsdatum  
2018-04-03

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 010 94086

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)