

Philips Amara View
Arnés

Estándar

HH1230



Disfruta de las vistas

Comodidad y rapidez para el paciente. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar

- Comodidad y rendimiento

PHILIPS

Arnés
Estándar

Especificaciones

Un diseño innovador

- Comodidad y rendimiento: Correas de material suave

Servicio

- Garantía: 90 días

Especificaciones

- Material del arnés: Poliuretano, nailon-licra
- Limpieza del arnés: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar para secar

HH1230/00

Destacados

Un diseño innovador



Un armazón modular para todos los tamaños de almohadilla



Fecha de emisión
2018-04-03

Versión: 3.0.2

12 NC: 0000 010 90697

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com