

Philips DreamStation Go  
Gjenbrukbare pollenfiltre

Filtrerer støv, pollen og mer

Bytt hver 6. måned

88 % effektivitet ved 7–10  $\mu\text{m}$

Dobbeltpakning

HH1453



## Gjenbrukbart pollenfilter

Philips gjenbrukbare erstatningsfiltre bidrar til at luften du puster inn, holdes ren ved å fange opp støv, pollen, soppsporer, husdyrflasse og mer, med en effektivitet på 88 % ved 7–10  $\mu\text{m}$ .

### **Gjenbrukbart pollenfilter**

- Gjenbrukbart luftfilter

**PHILIPS**

## Gjenbrukbare pollenfiltere

Filtrerer støv, pollen og mer Bytt hver 6. måned, 88 % effektivitet ved 7–10 µm, Dobbeltpakning

# Spesifikasjoner

### Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Service

- Garanti: 90 dager

### Teknisk informasjon

- Erstatning: Hver 6. måned

- Filtermateriale: 100 % polyester

- Filtereffektivitet: 88 % effektivitet ved 7–10 µm

### Emballasjedetaljer

- Innhold: Inneholder 6 filtre

### Delenummer

- Gjenbrukbart pollenfilter: 1133743

HH1453/00

# Høydepunkter

## Gjenbrukbart luftfilter



Bytt ut DreamStation Go gjenbrukbare filter hver 6. måned.



Utgivelsesdato  
2018-09-07

Versjon: 6.0.2

12 NC: 0000 011 33743  
UPC: 6 06959 41543 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)