

Philips System One
Luftfuktare för System
One

inklusive en vattenkammare



HH1435

Fler av dina favoritfunktioner

Denna monterbara luftfuktare som är lätt att använda och hantera, avger fukt till inandningsluften för att öka komforten

Komfort genom optimering av luftfuktighetsnivåer

- Luftfuktningsoptimering

Dry Box-teknologi

- Dry Box-teknik

Användarvänlig design

- Toppmonterat slangutlopp

PHILIPS

Luftfuktare för System One
inklusive en vattenkammare

Specifikationer

Service

- Garanti: 2 år

Design

- Löstagbar luftfuktare: Går att ta isär vid resa
- Luftfuktare och vattenkammare: Förbättrad komfort
- Toppmonterat slangutlopp: Kan roteras 180° för fri rörlighet

Värmeplatta

- Maximal temperatur: 75 °C

Fysiska specifikationer

- Mått: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H
- Vikt: 0,89 kg

Vattenkapacitet

- Rekommenderad vattennivå: 325 ml

HH1435/00

Funktioner

Dry Box-teknik



Isolerar vatten från enheten med enkel åtkomst till vattenkammaren

Luftfuktningsoptimering



Avläser luften i rummet och din utandningsluft för att justera luftfuktigheten

Toppmonterat slangutlopp



Svängbar anslutning som kan roteras 180 grader för fri rörlighet



Publiceringsdatum
2017-09-21

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 000 0IN6H
UPC: 6 06959 01424 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com