



Philips Amara View
Slang med snabbkoppling

Standard

Snabbkoppling

Anslut den flexibla slangen (medföljer din CPAP-enhet eller din bi-level-enhet) till Amara View-slangen med snabbkoppling.

Lättanvänd

- Komfort och hög prestanda



HH1224

PHILIPS

Specifikationer

Innovativ design

- Komfort och hög prestanda: Snabb bortkoppling

Service

- Garanti: 90 dagar

Specifikationer

- Snabbkoppling, material: Polyoximetylen (acetal)

Funktioner

Innovativ design



Amara View täcker mindre av patientens ansikte än alla andra ledande helmasker



Publiceringsdatum
2018-04-03

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 010 90689

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com